

Внешнее программное обеспечение анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнении «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011

Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнении «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011 (далее – анализаторы) предназначены для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха.

Внешнее программное обеспечение

Анализаторы обеспечивают возможность работы с внешним программным обеспечением «Статистика Юпитер» и «Статистика Юпитер+», предназначенным для сбора, сохранения и вывода на печать протоколов измерения из памяти анализаторов на персональном компьютере.

Минимальные системные требования к ПК

- 6,6 Мб свободного места на HDD
- Операционная система Windows
- Наличие свободного USB-порта для подключения кабеля USB
- Манипулятор мышь

Программа «Статистика ЮПИТЕР»

Программа «Статистика ЮПИТЕР» предназначена для сбора и сохранения данных из памяти анализаторов в базу данных персонального компьютера.

Программа имеет три варианта конфигурационных настроек. Вариант конфигурационных настроек выбирается перед установкой программы исходя из варианта настроек анализатора, а именно варианта набора полей для ввода данных, указанного в паспорте анализатора.

Порядок установки и эксплуатации, а также функциональные характеристики приведены в инструкции ЛНБА.941433.001ИС2.

Программа «Статистика ЮПИТЕР» предоставляется пользователю для использования на условиях простой (неисключительной) лицензии в личных некоммерческих целях на условиях безвозмездного лицензионного соглашения.

Использование программы на условиях и способами, не предусмотренными лицензионным соглашением, возможно на основании отдельного соглашения с ООО «АЛКОТЕКТОР», в этом случае стоимость программы определяется по запросу Заказчика и зависит от необходимого функционала. Для расчета стоимости программы следует направить запрос начальнику отдела продаж ООО «АЛКОТЕКТОР» Романову Андрею Андреевичу по электронной почте info@alcotestor.ru или по тел. (821) 320-22-97.

Программа «Статистика ЮПИТЕР+»

Программа «Статистика ЮПИТЕР+» предназначена для формирования базы данных из памяти анализаторов совместно с данными из памяти видеорегистраторов на персональном компьютере.

Программа имеет три варианта конфигурационных настроек. Вариант конфигурационных настроек выбирается перед установкой программы исходя из варианта настроек анализатора, а именно варианта набора полей для ввода данных, указанного в паспорте анализатора.

Порядок установки и эксплуатации, а также функциональные характеристики приведены в инструкции ЛНБА.941433.001ИС3

Программа «Статистика ЮПИТЕР+» предоставляется пользователю для использования на условиях простой (неисключительной) лицензии в личных некоммерческих целях на условиях безвозмездного лицензионного соглашения.

Использование программы на условиях и способами, не предусмотренными лицензионным соглашением, возможно на основании отдельного соглашения с ООО «АЛКОТЕКТОР», в этом случае стоимость программы определяется по запросу Заказчика и зависит от необходимого функционала. Для расчета стоимости программы следует направить запрос начальнику отдела продаж ООО «АЛКОТЕКТОР» Романову Андрею Андреевичу по электронной почте info@alcotestor.ru или по тел. (821) 320-22-97.

